

EMピンセット





5型のピンセットでは、
※切片をひろう時に、水平に近い角度でグリッドを保持することは困難です。
※グリッドをつかむ時にも少し寝かせる必要があります。



より水平に近い角度でグリッドを持ちやすくなるよう加工しました



先端拡大図
(横図)



Cat.No.	商品名	定価
2286	EMピンセット(SA)	¥4,200
2287	EMピンセット(TA)	¥5,900

材質表記 SA:ステンレススチール(非磁性・耐酸性)
TA:チタン

- ※ 手作業で加工していますので、バラつきがあります。
- ※ アイデアールテック5型ピンセットを使用しております。
- ※ 他のピンセットの加工も承りますのでご相談ください。
- ※ 上記価格は消費税抜きの金額です。



日新EM株式会社

〒160-0007 東京都新宿区荒木町23-9
Tel.03-3355-3001 Fax.03-3353-2888 URL.<http://nisshin-em.co.jp/>